

Recarga y Puesta a Punto de Manípulo Reaction™ Skin Tightening

Tecnología CORE™: Radiofrecuencia multicanal focalizada para tensado dérmico facial y corporal

DESCRIPCIÓN Y MECANISMO DE ACCIÓN

Servicio técnico oficial de recarga, mantenimiento correctivo y calibración electromédica para el manípulo Skin Tightening (ST) de la plataforma Reaction™ (Viora). Diseñado para devolver a la pieza de mano su óptimo rendimiento clínico, garantizando la emisión controlada de radiofrecuencia bipolar multicanal CORE™ sin succión mecánica, focalizada en la desnaturalización térmica selectiva del colágeno, síntesis fibroblástica inmediata y corrección de la flacidez dérmica severa.

MECANISMO OPERATIVO Y FASES DE INTERVENCIÓN

- Recarga y reprogramación del manípulo:** Reprogramación y desbloqueo del microcontrolador de conteo electrónico hasta alcanzar una capacidad completa de 60.000 disparos clínicos garantizados.
- Revisión y mantenimiento de pulsadores:** Comprobación y calibración de los microinterruptores de accionamiento en empuñadura, procediendo a su sustitución o ajuste ante holguras o retardos de señal.
- Limpieza técnica y mantenimiento de conexiones:** Acondicionamiento microquímico de los pines dorados del conector de señal y alta frecuencia, previniendo microcortes o falsos contactos de línea.
- Acondicionamiento de electrodos dérmicos:** Inspección y pulido superficial de las placas de contacto bipolar de radiofrecuencia, eliminando impurezas que alteren la impedancia de emisión.
- Comprobación y verificación metrológica final:** Evaluación del sistema de disparo en las tres frecuencias de trabajo (0.8 MHz, 1.7 MHz, 2.45 MHz) y modo multi-frecuencia en banco de carga resistiva.

GARANTÍA TÉCNICA DE LABORATORIO INVESMEDIC (NORMA IEC 62353)

Protocolo metrológico supervisado por Ingeniero Técnico Industrial colegiado: verificación de aislamiento dieléctrico, ensayo de corrientes de fuga de cabezal según norma UNE-EN / IEC 62353 para partes aplicadas tipo BF, y calibración de potencia en banco técnico antes de su expedición.

Plataforma Compatible	Viora Reaction™ (Manípulo Skin Tightening - ST)
Capacidad Configurada	60.000 disparos de emisión clínica garantizada
Componentes Intervenidos	Pulsadores de accionamiento, pines de conexión dorados, electrodos bipolares y firmware
Garantía SAT	Garantía técnica directa con laboratorio propio en Salt (Girona)

InvesMedic Clinics S.L. | C/ Francesc Macià, 10, Entresuelo 3.ª, 17190 Salt (Girona)
Contacto Técnico / Comercial: 605 14 90 71 (Albert Vendrell) · 694 28 17 51 (Sandra)
Email: info@invesmedic.com · Web: www.invesmedic.com