

Recarga y Mantenimiento de Manípulo VelaSmooth Pro Facial

Tecnología ELÖS: Radiofrecuencia bipolar, emisión infrarroja y vacumterapia periorbital y submentoniana

DESCRIPCIÓN Y MECANISMO DE ACCIÓN

Servicio técnico especializado de recarga, mantenimiento electromecánico y verificación funcional para manípulos faciales del equipo VelaSmooth Pro (Syneron Candela). La intervención de laboratorio está orientada a restablecer la total operatividad de los cabezales faciales, garantizando la emisión controlada de radiofrecuencia bipolar (RF), luz infrarroja (IR) y succión neumática suave para la reactivación fibroblástica, recompactación tisular del óvalo facial y reducción de doble mentón.

MECANISMO OPERATIVO Y FASES DE INTERVENCIÓN

- Recarga y reseteo de horas de funcionamiento:** Reprogramación y configuración del chip contador interno de cada cabezal facial a 8 horas completas de operatividad clínica garantizada.
- Limpieza técnica y mantenimiento de cabezales:** Desmontaje e higienización exhaustiva de los rodillos miniaturizados, eliminando impurezas, grasas y restos desecados de crema conductora que puedan alterar el movimiento rotacional.
- Verificación del sistema de Radiofrecuencia (RF):** Análisis de continuidad eléctrica de RF en los rodillos conductores y comprobación metrológica de la transmisión simétrica de energía dérmica sin saltos de tensión.
- Comprobación del acople neumático de vacumterapia:** Calibración del flujo de depresión, limpieza de conductos y reemplazo de sellos para lograr una aspiración periorbital y facial suave y continua.
- Comprobación funcional integral:** Testeo en banco electromédico del encendido sincronizado de lámparas infrarrojas, sensores de acople tisular y respuesta del pulsador antes de la expedición.

GARANTÍA TÉCNICA DE LABORATORIO INVESMEDIC (NORMA IEC 62353)

Protocolo metrológico y de seguridad electromédica supervisado por Ingeniero Técnico Industrial colegiado: medición de resistencia de aislamiento, prueba de corrientes de fuga de cabezal según norma UNE-EN / IEC 62353 para partes aplicadas tipo BF, y calibración de la estabilidad térmica de radiofrecuencia bajo carga resistiva controlada.

Plataforma Compatible	Syneron Candela - VelaSmooth Pro (Manípulo / Cabezal Facial)
Ciclo de Trabajo Configurado	8 horas de funcionamiento clínico garantizado por cabezal
Componentes Intervenidos	Rodillos faciales, circuito de RF bipolar, sellos de vacumterapia y contador horario
Garantía SAT	Garantía técnica directa con laboratorio propio en Salt (Girona)

InvesMedic Clinics S.L. | C/ Francesc Macià, 10, Entresuelo 3.ª, 17190 Salt (Girona)

Contacto Técnico / Comercial: 605 14 90 71 (Albert Vendrell) · 694 28 17 51 (Sandra)

Email: info@invesmedic.com · Web: www.invesmedic.com